

SENSITITRE
CMV1AMAF
Veterinary Reference Card

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	POS	POS	POS	PIRL 4	TET 8	XNL 4	POS	POS	POS	PIRL 4	TET 8	XNL 4
B	AMP 8	PEN 8	ERY 4	PIRL 2	TET 4	XNL 2	AMP 8	PEN 8	ERY 4	PIRL 2	TET 4	XNL 2
C	AMP 4	PEN 4	ERY 2	PIRL 1	TET 2	XNL 1	AMP 4	PEN 4	ERY 2	PIRL 1	TET 2	XNL 1
D	AMP 2	PEN 2	ERY 1	PIRL 0.5	TET 1	XNL 0.5	AMP 2	PEN 2	ERY 1	PIRL 0.5	TET 1	XNL 0.5
E	AMP 1	PEN 1	ERY 0.5	P/N 8/16	CEP 16	SDM 256	AMP 1	PEN 1	ERY 0.5	P/N 8/16	CEP 16	SDM 256
F	AMP 0.5	PEN 0.5	ERY 0.25	P/N 4/8	CEP 8	SDM 128	AMP 0.5	PEN 0.5	ERY 0.25	P/N 4/8	CEP 8	SDM 128
G	AMP 0.25	PEN 0.25	OXA+ 4	P/N 2/4	CEP 4	SDM 64	AMP 0.25	PEN 0.25	OXA+ 4	P/N 2/4	CEP 4	SDM 64
H	AMP 0.12	PEN 0.12	OXA+ 2	P/N 1/2	CEP 2	SDM 32	AMP 0.12	PEN 0.12	OXA+ 2	P/N 1/2	CEP 2	SDM 32

ANTIMICROBICS

POS	Positive Control
AMP	Ampicillin
PEN	Penicillin
ERY	Erythromycin
OXA+	Oxacillin+2%NaCl
PIRL	Pirlimycin
P/N	Penicillin / novobiocin
TET	Tetracycline
CEP	Cephalothin
XNL	Ceftiofur
SDM	Sulphadimethoxine

Indicates Sensititre® range where different to CLSI M100/M31/M45. For current Quality Control ranges refer to QC range document.

Sensititre® Bereich wo unterschiedlich zu CLSI M100/M31/M45. Für gegenwärtige Qualitätskontrolle beziehen sich Strecken auf QC Strecke Dokument.

Indica el rango esperado con Sensititre® en caso de diferir del establecido por el CLSI M100/M31/M45. Para el control de calidad actual las gamas refieren al documento de la gama de QC.

Indicare il range del Sensititre® laddove è differente dal CLSI M100/M31/M45. Per controllo di qualità corrente le gamme si riferiscono al documento della gamma di QC.

Δείχνει τη σειρά Sensititre® όπου διαφορετικός σε CLSI M100/M31/M45. Για τον τρέχοντα ποιοτικό έλεγχο οι σειρές αναφέρονται ως στο έγγραφο σειράς.

Indique où la gamme Sensititre® est différente à CLSI M100/M31/M45. Pour les gammes actuelles du contrôle Qualité, se référer au document de gamme de QC.

RANGES**Antimicrobial****Organism****Range (µg/ml)**

Ceftiofur	Actinobacillus pleuropneumoniae (ATCC 27090)	0.004–0.015
Penicillin	Actinobacillus pleuropneumoniae (ATCC 27090)	0.12–1
Tetracycline	Actinobacillus pleuropneumoniae (ATCC 27090)	0.25–2
Ampicillin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.5–2
Erythromycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Oxacillin+2%NaCl	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	8–32
Penicillin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4
Penicillin / novobiocin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	0.25/0.5–2/4
Pirlimycin	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	1–4#
Sulphadimethoxine	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	>256#
Tetracycline	Enterococcus faecalis (ATCC 29212)	8–32
Ampicillin	Escherichia coli (ATCC 25922)	2–8
Ceftiofur	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.25–1
Cephalothin	Escherichia coli (ATCC 25922)	4–16
Penicillin / novobiocin	Escherichia coli (ATCC 25922)	8/16–>8/16
Pirlimycin	Escherichia coli (ATCC 25922)	>16
Tetracycline	Escherichia coli (ATCC 25922)	0.5–2
Ceftiofur	Histophilus somni (ATCC 700025)	0.0005–0.004
Penicillin	Histophilus somni (ATCC 700025)	0.015–0.06
Tetracycline	Histophilus somni (ATCC 700025)	0.12–1
Sulphadimethoxine	Ps. aeruginosa (ATCC 25619)	64–256#
Ceftiofur	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	16–64
Penicillin / novobiocin	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	>8/16
Pirlimycin	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	>16
Sulphadimethoxine	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	>256#
Tetracycline	Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	8–32
Ampicillin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.25–1#
Ceftiofur	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.25–1
Cephalothin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12–0.5

SENSITITRE
CMV1AMAF
 Veterinary Reference Card

Erythromycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.25-1
Oxacillin+2%NaCl	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12-0.5
Penicillin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12-1#
Penicillin / novobiocin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.015/0.03-0.06/0.12
Pirlimycin	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12-0.5#
Tetracycline	Staphylococcus aureus (ATCC 29213)	0.12-1
Ampicillin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.06-0.25
Cephalothin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.5-2
Erythromycin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.03-0.12
Penicillin	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.25-1
Tetracycline	Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)	0.12-0.5

CMV1AMAF

POS	POS	POS	PIRL	TET	XNL	POS	POS	POS	PIRL	TET	XNL
CTL	CTL	CTL	4	8	4	CTL	CTL	CTL	4	8	4
AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL	AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL
8	8	4	2	4	2	8	8	4	2	4	2
AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL	AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL
4	4	2	1	2	1	4	4	2	1	2	1
AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL	AMP	PEN	ERY	PIRL	TET	XNL
2	2	1	0.5	1	0.5	2	2	1	0.5	1	0.5
AMP	PEN	ERY	P/N	CEP	SDM	AMP	PEN	ERY	P/N	CEP	SDM
1	1	0.5	8/16	16	256	1	1	0.5	8/16	16	256
AMP	PEN	ERY	P/N	CEP	SDM	AMP	PEN	ERY	P/N	CEP	SDM
0.5	0.5	0.25	4/8	8	128	0.5	0.5	0.25	4/8	8	128
AMP	PEN	OXA+	P/N	CEP	SDM	AMP	PEN	OXA	P/N	CEP	SDM
0.25	0.25	4	2/4	4	64	0.25	0.25	4	2/4	4	64
AMP	PEN	OXA+	P/N	CEP	SDM	AMP	PEN	OXA	P/N	CEP	SDM
0.12	0.12	2	1/2	2	32	0.12	0.12	2	1/2	2	32